

## 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液 使用说明书

产品名称	货号	规格	单位	储存条件
5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	DB232	500ml	瓶	室温保存 有效期1年

### 【产品简介】

5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验（SDS-PAGE）中的缓冲试剂。本产品按常规方法配制而成，为5×浓缩液，便于储存、操作简便。

### 【组份浓度】

125mM Tris, 1.25 M Glycine, 0.5% (W/V) SDS

### 【使用说明】

本产品为5×浓缩液，临用前稀释成1×工作浓度：取100ml的5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液，加入蒸馏水或去离子水定容至500 ml混匀。

### 【注意事项】

- 1、本产品为高倍浓缩液，环境温度较低时可能会有结晶析出，可加热助溶，待溶解完全后再行稀释使用；密封保存，防止污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。