

30% Acr/Bis (29:1) 制胶液 使用说明书

产品名称	货号	规格	单位	储存条件
30% Acr/Bis (29:1) 制胶液	DB240	500ml	瓶	2-8°C

【产品简介】

30% Acr/Bis (29:1) 制胶液即为含 30%制胶液的水溶液，其中 acr 和 bis 的比例为 29:1。Acr-Bis (30%, 29:1) 常用于配制 PAGE 胶，包括 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离，是实验室的常用储备液。

【操作步骤（仅供参考）】

1. 因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

【注意事项】

1. 本试剂仅供科研使用，不可用于其它。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。